

LiNEAR

Fully Automated Immunological Analyzer

*Analizador Automático
Inmunológico*



KROMA iT

KROMA iT

- 150 test/ hour
- 27 sample positions
- 9 reagent positions
- Barcode reader integrated for samples and reagents
- Quality control with Levy-Jennings graphic
- Probe equipped with liquid level detector, cap piercing, pre-heater system
- High Precision Micro-metering pump to dispense reagents and samples (no syringe)
- Reagent volume: 180-400 micro liters
- Sample volume : 1-100 micro liters
- Typical reaction volume 200 micro liters
- 8 filters from 340 to 700nm plus one position free
- Photometric linearity: 0-3.0 OD
- Long life halogen lamp: 2000 hours
- 80 cuvettes semi-disposable with automatic washing station
- Reagent cooler
- L.I.S.: Bi-directional connection
- Operative system: Windows™ XP

- 150 tests/hora
- 27 posiciones de muestra
- 9 posiciones de reactivo
- Lector de código de barras integrado para muestras y reactivos
- Control de calidad con gráfica de Levey Jennings
- Sonda con detección de nivel, sensor de choque, sistema de precalentamiento y cap piercing
- Bomba de alta precisión para la dispensación de reactivos y muestras (no jeringa)
- Volumen de Reactivos: 180 a 400 µL
- Volumen de muestra: 1 a 100 µL
- Volumen de reacción típico: 200 µL
- 8 Filtros de 340 a 700 nm y una posición libre
- Linealidad fotométrica de 0 a 3,0 DO
- Lámpara halógena de larga vida: 2000 horas
- 80 cubetas de reacción semi-desechables con estación de lavado automático
- Refrigeración de Reactivos
- L.I.S.: Conexión bi-direccional
- Sistema operativo: Windows© XP

Sample of Test Menu / Muestra de Test Menu

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|---------------|
| Specific Proteins | ASO IgG FERR | C3 Microalbumin A1Gly | C4 | CRP RF | IgA TF | IgM us-CRP |
| Others | HbA1c | | i-FOB | | i-PYL | |

Specific for i-FOB / i-PYL with our Stool Collection Tube

Específico para i-FOB / i-PYL con nuestro Tubo de Recogida de Muestras



Distributed by:
Distribuido por:

LINEAR

Linear Chemicals sl

Joaquim Costa, 18 pl.2

08390 Montgat • Spain

tel. +34 934 694 990 • fax. +34 934 693 435

e-mail: info@linear.es

www.linear.es